



Varenummer 1000008075



Desinfektion, Tana Professional APESIN Multi, 325 ml, til Quick & Easy, uden farve og parfume

✓ antibakteriel og antiskimmel aktivitet

Produktbeskrivelse

Desinficerende rengøringsmiddel til mange formål med bred virkning mod bakterier, gær, vira (begrænset spektrum) og svampe i medicinske, institutionelle og offentlige faciliteter. APESIN multi Quick & Easy sikrer effektiv desinfektion og rengøring i et trin. Det koncentrerede indhold minimerer transportvægt og lagerkapacitet. Quick & Easy's bærbare doseringssystem sikrer præcis og sikker dosering. Indeholder ikke farvestoffer og parfume. Ved at undlade at anvende ingredienser som aldehyd, fenol, alkohol og klorin sikrer man, at der ikke opstår lugtgener. Produktet indeholder ingen aerosol takket være en innovativ skumløsning, og er derfor perfekt egnet til store områder. CLP-fri brug giver maksimal brugersikkerhed. Klinisk testet mod hudirritation. Apesin er testet mod Corona.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektion
Varemærke	Tana Professional
Vareserie	APESIN Multi
Features	Til Quick & Easy, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	pH ~ 10,5
Rumindhold, netto	325 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 1276, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14476, EN 1650, EN 16615
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	19.5 cm	11 cm	16.6 cm	
stk	325 ml				4031278943191



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet bruges til desinfektion.



Produktet er ætsende.