



Varenummer 1000008539

**Termovest, Mascot Mirabel, 4XL, 370 g/m², hvid, polyester**

- ✓ Gennemgående lynlås
- ✓ Kantet med bånd
- ✓ Forlænget ryg

**Produktbeskrivelse**

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Lynlås er gennemgående. Forlænget ryg med ekstra beskyttelse mod kulde. Kantet med bånd.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Termovest
Varemærke	Mascot
Vareserie	Mirabel
Størrelse	4XL
Farve	Hvid
Materiale	Polyester
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Tykkelse	370 g/m ²
Certifikater	OEKO-TEX
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger	Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5711074264520



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.