



Varenummer 1000008749



Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 855B BMS, orange, 2-rums, walk-behind, 40/40 l, 500 mm

- ✓ Store arbejdsbredde
- ✓ Manøvredygtig
- ✓ Let at håndtere.

Produktbeskrivelse

Batteridrevet kombinationsmaskine med stor manøvredygtighed. TASKI Swingo 855 er let at håndtere, og den store arbejdsbredde sikrer maskinens effektivitet og giver fremragende rengøringsresultater. En 40 liter tank og det patenterede IntelliFlow middeldoseringsystem øger produktiviteten væsentligt og mindsker de tidskrævende tankopfyldninger. TASKI Swingo 855 Power BMS har indbygget lader, træk på hjul, automatisk børstetilkobling og IntelliFlow (automatisk doseringssystem). Der er mulighed for tilkøb af automatisk doseringssystemet, IntelliDose (1000008553), for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden børste (1000011818) eller rondelholder (1010001024) som derfor skal tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 855B BMS
Farve	Orange
Features	Walk-behind
Længde/dybde	1220 mm
Bredde	530 mm
Højde	1195 mm
Vægt, brutto	160 kg
Strømspecifikationer	900 W
Vaske/fejebredde	500 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	40/40 l
Antal rum	2-rums
Inkluderet tilbehør	Indbygget oplader

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	11500 cm	5350 cm	11600 cm	7615400203383
stk	1 stk				