



Varenummer 1000009453



**Hånddesinfektion, Tork, 9,3x9,1x24,6cm,
1000 ml, S1, flydende, 80% alkohol, 1,0
ml pr. dosering**

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ fugtgivende
- ✓ hygiejnisk

Produktbeskrivelse

Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparfumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion
Varemærke	Tork
Features	S1, flydende, 80% alkohol, 1,0 ml pr. dosering
pH-værdi (konc.)	4,8
Tekniske ingredienser	Ethanol denat., Aqua, Glycerol
Længde/dybde	9.3 cm
Bredde	9.1 cm
Højde	24.6 cm
Vægt, brutto	891 g
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 1650
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
UFI	U7GQ-JPYX-501M-VJHW
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	6 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	28.5 cm	19.5 cm	26.5 cm	7322541315133
stk	1 stk				7322541315126



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.