



Varenummer 1000009505



Indlægssål, Mascot, 40, 8cm, sort, ESD, svangstøtte, dame

- ✓ Stødabsorberende
- ✓ let
- ✓ fleksibel
- ✓ åndbar
- ✓ antibakteriel
- ✓ svangstøtte

Produktbeskrivelse

Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål. Åndbar. Antibakteriel. Modvirker lugtgener. TPU svangstøtte. ESD-godkendte.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indlægssål
Varemærke	Mascot
Størrelse	40
Farve	Sort
Features	ESD, svangstøtte, dame
Materiale	PU
Bredde	8 cm
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 pk	0 cm	0 cm	0 cm	