



Varenummer 1000009507



Indlægssål, Mascot, 39, 11cm, sort, ESD, svangstøtte, herre

- ✓ Stødabsorberende
- ✓ let
- ✓ fleksibel
- ✓ åndbar
- ✓ antibakteriel
- ✓ svangstøtte

Produktbeskrivelse

Stødabsorberende, let og fleksibel indlægssål. Åndbar. Antibakteriel. Modvirker lugtgener. TPU svangstøtte. ESD-godkendte.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indlægssål
Varemærke	Mascot
Størrelse	39
Farve	Sort
Features	ESD, svangstøtte, herre
Materiale	PU
Bredde	11 cm
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 pk	0 cm	0 cm	0 cm	