

Varenummer 1000010401

Sutureringsæt

- ✓ Instrumenterne ligger i handy holder
- ✓ Engangs instrumenterne er farvekodet så de ikke forveksles med flergangsinstrumenter

CE

Produktbeskrivelse

Instrumenterne ligger i en handy holder. Engangsinstrumenterne er farvekodet så de ikke forveksles med flergangsinstrumenter.

Sættet indeholder: 1 bakke, 20x10 cm med 2 rum; 1 afdækning, 50x50 cm; 1 pincet, Adson, kirurgisk 12,5 cm med tand farvet håndtag; 1 pincet, Adson, anatomisk, 12,5 cm, farvet håndtag; 1 Halstead Mosquito pincet buet, 1 nåleholder, Crill wood, 15 cm, farvet håndtag; 1 saks, buet, 11 cm, farvet håndtag; 1 håndklædeark, 5 nonwoven swap 10x10cm



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutureringsæt
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Tåler ikke autoklavering/tørsterilisering eller henstand i desinfektionsmiddel.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	28 stk	50.5 cm	30.7 cm	21 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.