



Varenummer 1000010555

**Strip, Steri-strip, 75x6mm, beige, elastisk, ark a 3 strips**

## Produktbeskrivelse

Elastisk suturstrip, der anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning.

## Specifikationer

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse            | Strip                           |
| Varemærke                    | Steri-strip                     |
| Sekundær farve               | Beige                           |
| Features                     | Elastisk, ark a 3 strips        |
| Længde/dybde                 | 75 mm                           |
| Bredde                       | 6 mm                            |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is                       |
| Bortskaffelse af emballage   | Kan genbruges eller forbrændes. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN            |
|-------|------------|--------|---------|-------|----------------|
| kl    | 200 ark    | 16 cm  | 17 cm   | 15 cm |                |
| pk    | 50 ark     | 7 cm   | 15.5 cm | 6 cm  | 30707387070138 |
| ark   | 1 ark      |        |         |       |                |