

Varenummer 1000011071



Låg til moppeboks, Vikan ErgoClean,  
59x22,5x4cm, grå, PP, til 40 cm system



## Produktbeskrivelse

Låg til en 40 cm moppeboks med Abena varenummer 168265. Låget er fremstillet af grå plast og lågets udformning gør, at man nemt kan stable moppeboksene med de præparerede mopper.

## Specifikationer

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Produktbetegnelse          | Låg til moppeboks       |
| Varemærke                  | Vikan                   |
| Vareserie                  | ErgoClean               |
| Farve                      | Grå                     |
| Features                   | Til 40 cm system        |
| Materiale                  | PP                      |
| Længde/dybde               | 59 cm                   |
| Bredde                     | 22.5 cm                 |
| Højde                      | 4 cm                    |
| Vægt, netto                | 428 g                   |
| Bortskaffelse af produkt   | Sorteres som Hård Plast |
| Bortskaffelse af emballage | Sorteres som Pap        |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 71.5 cm | 15 cm  | 12.5 cm | 5705025814131 |