

Varenummer 1000011076

Sutur, Chirasorb Plus, 75cm, beige,
4/0, DS-19 nål (FS-2), antibakteriel,
resorberbar, steril



CE

Produktbeskrivelse

CHIRASORB PLUS er en resorberbar antibakteriel syntetisk multifilament sutur som består af 90% glycolid og 10% lactid. Suturen er belagt med Klorhexidin, som har antiseptisk virkning. Chirasorb Plus er en meget vævsvenlig, stærk og smidig sutur, som er velegnet til generel kirurgi i hud, muskler og ligamenter samt til gynækologi. Suturen findes i mange dimensioner og anvendes specielt, hvor der stilles store krav til et godt kosmetisk resultat. 75% styrke efter 14 dage, 50% styrke efter 21 dage, fuldt absorberet efter 56 - 70 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Chirasorb Plus
Sekundær farve	Beige
Features	4/0, DS-19 nål (FS-2), antibakteriel, resorberbar, steril
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.2 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt