

Varenummer 1000011077

Sutur, Chirasorb Plus, 75cm, beige,  
4/0, HR-26 nål (SH plus), antibakteriel,  
resorberbar, steril



## Produktbeskrivelse

CHIRASORB PLUS er en resorberbar antibakteriel syntetisk multifilament sutur som består af 90% glycolid og 10% lactid. Suturen er belagt med Klorhexidin, som har antiseptisk virkning. Chirasorb Plus er en meget vævsvenlig, stærk og smidig sutur, som er velegnet til generel kirurgi i hud, muskler og ligamenter samt til gynækologi. Suturen findes i mange dimensioner og anvendes specielt, hvor der stilles store krav til et godt kosmetisk resultat. 75% styrke efter 14 dage, 50% styrke efter 21 dage, fuldt absorberet efter 56 - 70 dage.

**STERILE**

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sutur                                                        |
| Varemærke                        | Chirasorb Plus                                               |
| Sekundær farve                   | Beige                                                        |
| Features                         | 4/0, HR-26 nål (SH plus), antibakteriel, resorberbar, steril |
| Længde/dybde                     | 75 cm                                                        |
| Certifikater                     | CE                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                    |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.             |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----|
| pk    | 24 stk     | 14.2 cm | 11.5 cm | 6.5 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt