



Varenummer 1000011104

Strip, Steri-strip, 100x12mm, beige,
elastisk, ark a 6 strips



Produktbeskrivelse

Elastisk suturstrip, der anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strip
Varemærke	Steri-strip
Sekundær farve	Beige
Features	Elastisk, ark a 6 strips
Længde/dybde	100 mm
Bredde	12 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 ark	24.8 cm	16.8 cm	14.3 cm	50707387070163
pk	50 ark	15.2 cm	11.8 cm	6.7 cm	
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.