




Varenummer 1000011501



Interiørhåndmoppe, i-Scrub, grøn, mikrofiber, 26H

Produktbeskrivelse

Microfiber moppe til i-Scrub 26H. Moppen har med sin patenteret trio split teknologi enorm rensekraft, hvilket gør rengøring utrolig effektiv. Moppen er specielt designet til at forhindre krympning og kan tåle 750 vaske.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Interiørhåndmoppe
Varemærke	I-Scrub
Farve	Grøn
Features	26H
Materiale	Mikrofiber

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	30 cm	17 cm	0.5 cm	