



Varenummer 1000011502



## Interiørhåndmoppe, i-Scrub, gul, mikrofiber, 26H

### Produktbeskrivelse

Microfiber moppe til i-Scrub 26H. Moppen har med sin patenteret trio split teknologi enorm renskraft, hvilket gør rengøring utrolig effektiv. Moppen er specielt designet til at forhindre krympning og kan tåle 750 vaske.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Interiørhåndmoppe
Varemærke	I-Scrub
Farve	Gul
Features	26H
Materiale	Mikrofiber

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk				
pk	12 stk				8719778070161
stk	1 stk				