



Produktdatablad

# Centerudtræksrulledispenser, t/centerruller u/hylse, 60-120 m, plast, hvid

Varenummer: 116534



## Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 84 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: White Classic

Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Brugsanvisning:

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til håndklæderulle centertræk

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Størrelse: Mini

Længde/dybde: 16,5cm

Bredde: 18,5cm

Højde: 33cm Tilhørende varer: 119965, 614704, 615003, 615006, 615007