



## Produktdatablad

# Dispenser, Tork T6, 14x18,4x34,4cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir

Varenummer: 117542



## Varedeklaration

Forpakning: 1 pr. Stk, 4 Stk pr. Kolli, 30 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Tork

Vareserie: T6

Produktbeskrivelse: Denne Tork dispenser til toiletpapir er velegnet til toiletter med middel til høj brugerfrekvens, hvor brugertilfredshed er vigtig. Effektiv dispenser med plads til op til seks gange mere papir end to standard toiletruller, sikrer, at der altid er toiletpapir til rådighed for brugerne. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Automatisk udskiftning af ruller giver nem adgang til en ny rulle, mens de tomme hylser bliver i dispenseren.

Brugsanvisning:

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til 2 ruller toiletpapir

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Længde/dybde: 14cm

Bredde: 18,4cm

Højde: 34,4cm Tilhørende varer: 119979, 240342, 24034202, 24034203