



Varenummer 121698

Kaffe, Café Noir, instant, 300 g

Produktbeskrivelse

Café Noir Instant er lavet af kaffe udvalgt af de bedste kaffedistrikter. Den giver en rund og fyldig kop kaffe med en fin og ren eftersmag. Til op-
ring i en kop varm vand.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffe
Varemærke	Café Noir
Features	Instant
Vægt, netto	300 g
Holdbarhed	720 dage
Holdbarhed, åbnet	720 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Til automater.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 stk	39 cm	30.5 cm	25.8 cm	5701037118304
stk	1 stk				