




Produktdatablad

Tefilter, 23,3cm, papir, ubleget

Varenummer: 12191



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 15 Pakke pr. Kolli, 87 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Tefilter

Holdbarhed, åbnet:

Produktbeskrivelse: Tefilteret har den perfekte passeform til brygning af te i krus og kopper samtidig med at dens længde passer perfekt til brygning af te i termokander og kedler.

Brugsanvisning:

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.

Temperaturtolerance:

Vaskeanvisninger:

Farve: hvid

Materiale: papir

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Længde/dybde: 23,3cm

Bredde: 3,7cm

Tykkelse: 16,5g/m²

Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler: 1935/2004/EU Tilhørende varer: 121687, 121689, 121690, 121691