



Produktdatablad

Servietdispenser, Tork Expressnap N10 , 15,9x15,9x16,5cm, sort, plast

Varenummer: 122027



Varedeklaration

Forpakning: 4 Stk pr. Kolli, 56 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Servietdispenser

Varemærke: Tork

Vareserie: Expressnap N10

Produktbeskrivelse: Tork Xpressnap Snack® Servietdispenser er velegnet til restauranter med selvbetjening, som foretrækker en lille serviet. Kompakt dispenser, som giver en serviet ad gangen, forbedrer hygiejnen og reducerer forbruget med mindst 25% sammenlignet med standard dispenserservietter.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.

Farve: sort

Materiale: plast

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Længde/dybde: 15,9cm

Bredde: 15,9cm

Højde: 16,5cm Tilhørende varer: 122028, 122032