



Varenummer 132472



Gastro.

Kniv, ABENA Gastro, 18cm, klar, PS, standard

- ✓ Stabil
- ✓ Enkelt design



Produktbeskrivelse

Stabil bestik i et enkelt design til en fornuftig pris.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kniv
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Features	Standard
Materiale	PS
Længde/dybde	18 cm
Vægt, netto	3.5 g
Vægt, brutto	3.5 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	36 pk	40 cm	20.5 cm	26 cm	5703538268700
pk	50 stk	18 cm	8 cm	3.5 cm	5703538268717



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.