



Varenummer 132999



Gastro

Spiseske, ABENA Gastro, 18cm, sort, PS

- ✓ Stabil
- ✓ Premium
- ✓ Luksus



Produktbeskrivelse

Premium bestik i en høj kvalitet, som kan bruges flere gange. Ideel til en picnic tur.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Spiseske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Sort
Materiale	PS
Længde/dybde	18 cm
Vægt, netto	6.5 g
Vægt, brutto	6.5 g
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid, op til +70°C i max 2 timer, og op til +85°C i max 15 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	40 cm	20.7 cm	25.8 cm	5703538265969
pk	50 stk	20 cm	10 cm	5 cm	5703538265976
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.