



Varenummer 133058

**Bakke, C 2187-1G , 18,6x13,7x4,5cm,
765 ml, sort, CPET, 1-rums, 765 ml,
standard serie, Biret**

- ✓ Praktiske og robuste bakker til alle fødevarer
- ✓ Egnede til ovn og mikroovn
- ✓ Kan forsegles med smart snap-on låg



Produktbeskrivelse

Vores C-PET produkter er den professionelle og praktiske løsning til kantiner, catering- og restaurationsbranchen. De robuste bakker og opbevaringsløsninger er velegnet til alle typer fødevarer, og så kan de med fordel komme i ovnen, da de tåler temperaturer op til 220°C. Du bestemmer, om låget skal være lågfolie eller et stærkere snap-on låg, som også gør det muligt at stække bakkerne. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype. Produkterne er fremstillet af minimum 70% genanvendt plast, som kan genanvendes igen ved korrekt affaldshåndtering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2187-1G
Farve	Sort
Features	Standard serie, Biret
Materiale	CPET
Længde/dybde	18.6 cm
Bredde	13.7 cm
Højde	4.5 cm
Rumindhold, brutto	765 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	765 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EF) Nr. 10/2011, (EU) 2022/1616, (EF) 1895/2005, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	468 stk	40 cm	40 cm	28 cm	5703969010565
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.