



Varenummer 133254



cater.Line

Termokasse, ABENA Cater-Line, 30x40x21cm, 12 l, hvid, EPS, med låg

- ✓ Holder maden varm
- ✓ God løsning til transport af fødevarer



Produktbeskrivelse

Termokassen kan anvendes til opbevaring/transport af fødevarer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Varemærke	ABENA
Vareserie	Cater-Line
Farve	Hvid
Features	Med låg
Materiale	EPS
Længde/dybde	30 cm
Bredde	40 cm
Højde	21 cm
Rumindhold, brutto	12 l
Tykkelse	30 mm
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 10/2011
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	118 cm	59 cm	59 cm	5703538318238
stk	1 stk				5703538248610



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.