

Varenummer 13356

Koge- og frysepose, 4 l, klar, HDPE/ virgin, 20x38cm

- ✓ Velegnet til mikroovn
- ✓ Velegnet til vandbad
- ✓ Velegnet til dybfrysning
- ✓ Skrivefelt



Produktbeskrivelse

Velegnet til opvarmning af fødevarer i mikroovn eller vandbad. Kan ligeledes anvendes til opbevaring af fødevarer i fryser og køleskab. Posen har et praktisk skrivefelt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Koge- og frysepose
Farve	Klar
Features	20x38cm
Materiale	HDPE, virgin
Længde/dybde	38 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	4 l
Tykkelse	20 micron
Rullebredde	20,5 cm
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	35 rll	40 cm	23 cm	20 cm	5741213005622
rll	100 stk				5741213133561



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med høj densitet.