



Varenummer 13411

Frysepose, 4 l, klar, LDPE/virgin, 20x38cm

- ✓ Eget til dybfrysning
- ✓ Med skrivefelt
- ✓ Fødevaregodkendt



Produktbeskrivelse

Poserne har et praktisk skrivefelt og er egnet til opbevaring af fødevarer i fryser og køleskab.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Frysepose
Farve	Klar
Features	20x38cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	38 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	4 l
Tykkelse	36 micron
Rullebredde	15,5 cm
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 rl	27.5 cm	17.8 cm	17.3 cm	5741213010114
rl	22 stk				5741213134117



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.