



Varenummer 134329

Bakke, C 2160-1C, 16x12,2x3,9cm, 395 ml, klar, APET, 1-rums, 395 ml, oval, standard serie, biret

- ✓ Klar
- ✓ Eget til kolde retter
- ✓ Præsenterer indholdet flot



Produktbeskrivelse

A-PET produktet kan anvendes til alle fødevarer. A-PET har dog en klarhed som gør den særligt egnet til indhold der præsenterer sig pænt, såsom salater m.m.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2160-1C
Farve	Klar
Features	Oval, standard serie, biret
Materiale	APET
Længde/dybde	16 cm
Bredde	12.2 cm
Højde	3.9 cm
Rumindhold, brutto	395 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	395 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	520 stk	36.5 cm	27.5 cm	33.5 cm	5703538346446
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.