



Varenummer 134343

Bakke, C 2171, 17,1x12,7x4cm, 575 ml, hvid, CPET, 1-rums, 575 ml, standard serie, biret

- ✓ Praktiske og robuste bakker til alle fødevarer
- ✓ Eget til ovn og mikrobølge
- ✓ Kan forsegles med smart snap-on låg



Produktbeskrivelse

Vores C-PET produkter er den professionelle og praktiske løsning til kantiner, catering- og restaurationsbranchen. De robuste bakker og opbevaringsløsninger er velegnet til alle typer fødevarer, og så kan de med fordel komme i ovnen, da de tåler temperaturer op til 220°C. Du bestemmer, om låget skal være lågfolie eller et stærkere snap-on låg, som også gør det muligt at stække bakkerne. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype. Produkterne er fremstillet af minimum 70% genanvendt plast, som kan genanvendes igen ved korrekt affaldshåndtering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2171
Farve	Hvid
Features	Standard serie, biret
Materiale	CPET
Længde/dybde	17.1 cm
Bredde	12.7 cm
Højde	4 cm
Rumindhold, brutto	575 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	575 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	250 stk	40 cm	34.5 cm	18 cm	5703538338045
stk	1 stk				5703538338052



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.