



Varenummer 141430

## Kaffe, BKI Santos, formalet, 500 g

### Produktbeskrivelse

BKI Santos er sammensat af råkaffer fra de bedste kaffeområder i verden heriblandt Brasilien. Kaffen er mellemristet. Det er en fyldig og behagelig kaffe, med en lang eftersmag. Særlig velegnet til kandebyrg og automater.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffe
Varemærke	BKI
Vareserie	Santos
Features	Formalet
Vægt, netto	500 g
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 stk	39.5 cm	29.5 cm	24 cm	5701115408105
stk	1 stk				