



Varenummer 150129

Håndrens, Sterisol Super Plus, 2500 ml, hvid, uden parfume og opløsningsmidler

✓ Effektiv mod ekstrem svær snavs

Produktbeskrivelse

Meget effektiv mod ekstremt svær snavs. Med siliciumoxid som slibemiddel. Indeholder vegetabiliske olier som både løsner snavs og genindfedter huden. Indeholder igen opløsningsmidler og er skånsom mod huden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndrens
Varemærke	Sterisol
Vareserie	Super Plus
Farve	Hvid
Features	Uden parfume og opløsningsmidler
pH-værdi (konc.)	pH 7
Ingredienser/sammensætning	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-4 Rapeseedamide, Zea Mays Cob Powder, Decyl Glucoside, C12-13 Alkyl Lactate, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Ethylhexanoate, Canola Oil, Acrylates/C10-30 Acrylate Crosspolymer, Capryl/Capramido- propyl Betaine, Sclerotium Gum, Sodium Hydroxide, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Isopropyl Myristate
Rumindhold, netto	2500 ml
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	Se produktets emballage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Fugt hænderne og påfør håndrens, gnid grundigt rundt for at fjerne snavs, skyl grundigt og vask hænderen. Brug efterfølgende en creme til beskyttelse af huden.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	29.5 cm	19 cm	20 cm	27392173034850
stk	1 stk				7392173034856