



Varenummer 15621

Vægstativ, stål, stål, til non-stop dispenser

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Kan hænges på væggen

Produktbeskrivelse

Dispenserbox med non-stop servietter placeres i vægstativet. Sørger for nem og hygiejnisk aftørring af fingre og mund.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vægstativ
Farve	Stål
Features	Til non-stop dispenser
Materiale	Stål
Ingredienser/sammensætning	Glanszink
Tykkelse	4 mm
Vaskeanvisninger	Tåler maskinopvask.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	39 cm	39 cm	31 cm	5705960869050
stk	1 stk				5703538980206