



Varenummer 160591



Universalrengøring, Diversey TASKI Sprint 200 Free QS E1a, 2,5 l, QS, uden farve og parfume

- ✓ Koncentreret
- ✓ Med farve og parfume
- ✓ Fjerner effektivt fingeraftryk og andre pletter
- ✓ Fremragende rengøringsresultat
- ✓ Tørrer stribefrit
- ✓ Svanemærket



Produktbeskrivelse

Koncentreret universelt rengøringsmiddel uden farve og parfume, til daglig rengøring af alle overflader, der tåler vand inkl. vinduer, spejle, glaseret keramik og plastoverflader. Fjerner effektivt fingeraftryk og andre pletter. Giver et fremragende rengøringsresultat. Tørrer hurtigt uden at stribe. Anvendes i QuattroSelect doseringssystem til præcis dosering af højkoncentrerede rengøringsmidler. Er desuden Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Universalrengøring
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Sprint 200 Free QS E1a
Features	QS, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	2.5 l
Certifikater	EU-Blomsten
Doseringsinstruktioner	2-4 ml til 1l vand

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	17.8 cm	14.8 cm	28.4 cm	7615400096428
stk	2500 ml				7615400096435



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet bruges til rengøring af glas.



Produktet bruges til
rengøring af hårde gulve.



Produktet bruges til manuel
rengøring af overflader.



Produktet bruges til
rengøring af møbler.



Produktet kræver brug af
øjenskyttelse.