



Varenummer 160635



Sanitetsrengøring, Diversey TASKI Sani 4 in 1 QS , 2,5 l, sur/kalkhæmmende, uden farve og parfume

✓ Desinficerer og rengører

Produktbeskrivelse

Højkoncentreret sanitetsrengøringsmiddel, der rengør, afkalker, desinficerer og deodoriserer. Den specielle formulering kombinerer effektive rengøringsegenskaber og forhindrer opbygning af kalk og kalksæbe, også i områder med hårdt vand. Velegnet til brug på alle syre- og vandresistente overflader. Produktet er svampe-, gær- og bakteriedræbende. Anvendes i QuattroSelect doseringssystem til præcis dosering af højkoncentrerede rengøringsmidler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sanitetsrengøring
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Sani 4 in 1 QS
Features	Sur/kalkhæmmende, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	pH < 2
Rumindhold, netto	2.5 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	2 stk	18.8 cm	14.5 cm	28.7 cm	7615400179206



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet er ætsende.