

TASKI Sani 4 in 1

Sanitetsrengøringsmiddel, der afkalker, desinficerer og deodoriserer

Beskrivelse

Sani 4 in 1 er et koncentreret sanitetsrengøringsmiddel, der afkalker, desinficerer og deodoriserer, som er velegnet til brug på alle syre- og vandresistente overflader. Den specielle formulering kombinerer effektive rengøringsegenskaber og hindrer opbygning af kalk og kalksæbe – også i områder med hårdt vand. Produktet er svampe-, gær- og bakteriedræbende.

Egenskaber

- Syrebaseret formulering
- Rengør, afkalker, desinficerer og deodoriserer i et trin
- Effektiv mod en bred vifte af mikroorganismer
- Unikt, patenteret ONT lugtneutraliserende teknologi, som nedbryder dårlige lugt molekyler

Fordele

- Effektivt rengøringsmiddel som er anvendeligt ved flere typer af vandhårdheder
- Brugsopløsningen er sikker at anvende
- Du har kun brug for et produkt
- Bidrager til en god hygiejne, da produktet er svampe-, gær- og bakteriedræbende
- Neutraliserer dårlig lugt molekyler, hvilket giver et bedre indtryk af dit badeværelse

Brugsanvisning

Dosering

For at opnå et bakterie-, svampe- og gærdræbende resultat skal brugsopløsningen være på 2.5 % (hæld 12.5ml i en bruseflaske fyldt med 500ml vand) eller 125 ml i en spand med 5 ltr. vand

Anvendelse

Bruserengøring og desinfektion af overflader:


1. Lav en brugsopløsning i en bruseflaske svarende til ovenstående anbefalede doseringer
2. Sprøjt produktet på en klud og rengør overflade
3. Lad produktet virke iht. ønsket kontakttid
4. Skyl overfladen med rent vand og lad lufttørre

Rengøring med spand og desinfektion af gulve:

1. Doser produktet i en spand fyldt med vand svarende til ovenstående anbefalede doseringer
2. Påfør produktet med mop og rengør
3. Lad produktet virke iht. ønsket kontakttid
4. Skyl overfladen med rent vand og lad lufttørre

Vigtigt

Brug ikke produktet sammen med andre produkter. Anvend ikke produktet på vand- eller syrefølsomme overflader. Sørg for at fugte fuger med rent vand før brug.



TASKI Sani 4 in 1

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, rød væske
Vægtfylde ved 20°C:	1,04 g/cm ³
pH-værdi:	<= 2,0
pH-værdi i brugsopløsning:	ca. 2

Ovenstående data er for en typisk produktion og bør ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugter, fedløser), methansulfonsyre (kalkløser), ethanol (emulgator), salicylsyre (desinfektion), parfume (dufter) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Tåler ikke frost.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelig i overensstemmelse med EU Direktiv EC 648/2004.

Mikrobiologisk information

TASKI Sani 4 in 1 er bakteriedræbende i henhold til **EN1276** ved en 1% opløsning og **EN13697** ved en 2% opløsning ved 5 minutters kontakttid ved 20°C på beskidte overflader og i vand med standardiseret hårdhed.

TASKI Sani 4 in 1 er gærdræbende (Candida) i henhold til **EN13697** ved en 1.5% opløsning ved 15 minutters kontakttid ved 20°C på beskidte overflader og i vand med standardiseret hårdhed.

TASKI Sani 4 in 1 er svampedræbende (Aspergillus Niger) i henhold til **EN1650** og **EN13697** ved en 2.5% opløsning ved 15 minutters kontakttid ved 20°C på beskidte overflader og i vand ved standardiseret hårdhed.

Dokumenteret effekt mod følgende virus:

Ekspertudtalelser og testrapport viser effekt mod influenza A virus H3N8 (fugleinfluenza).

Ekspertudtalelser og testrapport viser effekt mod influenza A virus H1N1 (svineinfluenza).

Testrapporten viser effekt mod human rotavirus stamme Wa.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7518854	2x5ltr.	Dunke
7518857	5stk.	Bruseflaske – 0,5ltr.
7519442	6stk.	Doseringsflaske

Diverse

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.com