



Varenummer 165167

NOVADAN®

Blege- og desinfektionsmiddel, Novadan Tex Bleach Extra 754, 10 l, uden klor, farve og parfume

- ✓ Uden klor
- ✓ Fjerner pletter
- ✓ Uden farve og parfume

Produktbeskrivelse

Blege- og desinfektionsmiddel uden klor til automatisk dosering. Tex Bleach Extra 754 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeægte kulørte tekstiler. Tex Bleach Extra 754 er et ikke klorholdigt blegemiddel. Tex Bleach Extra 754 angriber ikke almindeligt forekomne metallegeringer og kunststoftyper. Tex Bleach Extra 754 spaltes under brug til vand og ilt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blege- og desinfektionsmiddel
Varemærke	Novadan
Vareserie	Tex Bleach Extra 754
Features	Uden klor, farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 1
pH-værdi	ca. 3,5
Længde/dybde	23 cm
Bredde	1.955 m
Højde	31.4 cm
Rumindhold, netto	10 l
Doseringsinstruktioner	Blegende effekt: 4-8 ml/kg tørt tøj afhængig af hvor kraftigt blegningsbehovet er. Desinficerende effekt: 6-8 ml/kg tørt tøj ved 60°C i 20 min. 100 ml = 1dl = 110 g
Vaskeanvisninger	Må ikke anvendes til vask af uld og silke.

Brugsanvisning

Blegende effekt: Kræver min. 50°C. Skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel.

Desinficerende effekt: Kræver min. 60°C. Tilsættes sammen med vaskemiddel, og køres i klarvasken. Der skal være en holdetid på klarvasken i min. 20 min. ved 60°C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	22 cm	19 cm	30.5 cm	5703524418652



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet er ætsende.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kræver brug af beskyttelsesfodtøj.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet indeholder ikke klor.