



Varenummer 169438



Kærnebørste, Vikan, rød, polyester/PP, 16,5 cm, medium

- ✓ Lille og effektiv
- ✓ Til mange formål
- ✓ Med ophængningshul
- ✓ Medium børstehår



Produktbeskrivelse

Lille effektiv skurebørste til mange formål. Velegnet til brugere med små hænder til rengøring af kar, borde, spande etc. Med hul til ophængning eller fastgørelse af snor.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kærnebørste
Varemærke	Vikan
Farve	Rød
Features	16,5 cm, medium
Materiale	Polyester, PP
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	5 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	0.114 kg
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006
Temperaturtolerance	Ved temperatur fra -20°C til +100°C. Ved fødevarekontakt op til +80°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	29 cm	19 cm	17.5 cm	15705020358743
stk	1 stk				5705020358746



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.