



Produktdatablad

Bærepose, 20 l, hvid, HDPE/virgin, på blok, 46x54cm

Varenummer: 1730



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 48 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Bærepose

Produktbeskrivelse: Bærepose på blok for let tilgængelighed. Posen er udformet som t-shirtbag med knudehåndtag og er derfor praktisk både at bære og at lukke. Må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer og produkter.

Farve: hvid

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Bør opbevares utilgængeligt for børn.

Materiale: HDPE, virgin

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 46x54cm, på blok

Længde/dybde: 54cm

Bredde: 46cm

Tykkelse: 15micron

Rumindhold, netto: 20l