



Varenummer 176334

Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 50 l

- ✓ Stor pedalflade
- ✓ Høj holdbarhed

Produktbeskrivelse

Klassisk rektangulær pedalspand med stor pedalflade. Høj holdbarhed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	50.5 cm
Højde	65.5 cm
Rumindhold, brutto	50 l
Volumen af rum	50 l
Affaldstype	Tung
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	70 cm	37 cm	54 cm	0838810005553



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.