



Varenummer 176874

Pedalspand, Simplehuman, hvid, pulverlakeret stål, 30 l

- ✓ Flot retro look
- ✓ Stærk pedal

Produktbeskrivelse

Det kuppelformede låg og de svajende detaljer giver pedalspanden et sjovt retro look. Med stærk og holdbar pedal og soft close låg.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Farve	Hvid
Features	Inderspand i plast, dæmpet lukkefunktion
Materiale	Pulverlakeret stål
Længde/dybde	38.4 cm
Bredde	35.4 cm
Højde	69.4 cm
Rumindhold, brutto	30 l
Volumen af rum	30 l
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	39 cm	39.5 cm	73.5 cm	0838810011028



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.