



Varenummer 1999900679



Servietdispenser, Tork Xpressnap Fit N14, 14,1x11,3x17cm, sort, plast

- ✓ Pladsbesparende design, velegnet til disk og bar
- ✓ Forhindrer servietterne i at flyve væk eller forsvinde
- ✓ Smart design, nem at betjene med en hånd

Produktbeskrivelse

Tork Xpressnap® servietdispenser til bord er velegnet til restauranter med selvbetjening, hvor servietter er til rådighed på bordet. Kompakt og moderne dispenser, som giver en serviet ad gangen, forbedrer hygiejnen og reducerer servietforbruget med mindst 25% sammenlignet med traditionelle servietdispensersystemer. Fås i et stort udvalg af moderne farver, som passer til dit interiør.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Servietdispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	Xpressnap Fit N14
Farve	Sort
Materiale	Plast
Længde/dybde	14.1 cm
Bredde	11.3 cm
Højde	17 cm
Vægt, netto	392 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	30.2 cm	25.6 cm	20.3 cm	7322541071695