



Varenummer 1999902291

## Affaldsspand, rød, plast, 45 l, stabelbar til kildesortering

- ✓ stabelbar
- ✓ pladsbesparende

### Produktbeskrivelse

Stabelbar affaldsspand til kildesortering i flere farver. Låget kan åbnes uden at skulle fjerne spanden ovenover.



### Specifikationer

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Produktbetegnelse        | Affaldsspand                 |
| Farve                    | Rød                          |
| Features                 | Stabelbar til kildesortering |
| Materiale                | Plast                        |
| Længde/dybde             | 57 cm                        |
| Bredde                   | 32 cm                        |
| Højde                    | 32 cm                        |
| Rumindhold, brutto       | 45 l                         |
| Volumen af rum           | 45 l                         |
| Affaldstype              | Tung                         |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation.   |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll   | 4 stk      | 59 cm  | 40 cm  | 48 cm |     |



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.