



Varenummer 1999902352

vileda
PROFESSIONAL

**Moppeboks, Vileda Origo,
55,2x23,8x32cm, 25 l, sort, genanvendt
plast, med hank og farvekodeclips**

Produktbeskrivelse

Opbevaringsboks i genbrugsplast til Origo vogne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Sort
Features	Med hank og farvekodeclips
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	55.2 cm
Bredde	23.8 cm
Højde	32 cm
Rumindhold, brutto	25 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	55.2 cm	23.8 cm	32 cm	4023103214019