



Varenummer 210818



Classic

Koloskopibukser lang model, ABENA Classic, S/M, 106x60cm, lyseblå, SMS, usteril, engangs

- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Med elastik i taljen
- ✓ Intim afdækning
- ✓ Kan anvendes præ-, per- og post koloskopi undersøgelser
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Koloskopibukser med lange ben. Med rektal åbning, for at give det sundsfaglige personale let adgang før, under og efter koloskopi undersøgelser eller operationer, mens patientens privathed opretholdes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Koloskopibukser lang model
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	S/M
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	SMS
Længde/dybde	106 cm
Bredde	60 cm
Vægt, netto	38 g
Tykkelse	28 g/m ²
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	55.7 cm	31.8 cm	55 cm	5703538279775
pk	10 stk	30.8 cm	25 cm	10 cm	5703538279782
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.