



Varenummer 210900



Classic

Beskyttelses kittel, ABENA Classic, L, 115x68cm, grøn, PP, usteril, engangs

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Pladsbesparende
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Bindebånd i nakke og liv
- ✓ Elastik i ærmerne



Produktbeskrivelse

Væskeafvisende kittel med elastik i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Beskyttelses kittel
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	L
Farve	Grøn
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Længde/dybde	115 cm
Bredde	68 cm
Tykkelse	25 g/m2
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produktet har på grund af sin sammensætning en udløbsdato fra sin produktionsdato på følgende længde:	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bindes i nakke og liv.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	31 cm	27 cm	26.5 cm	5703538107610
pk	5 stk	31 cm	25 cm	3 cm	5703538107429
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet har elastiske ærmer.



Produktet er væskeafvisende.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet lukkes med bindebånd.