



Varenummer 212095

Doseringspumpe, klar, til 600ml Idu-Scrub flasker

- ✓ til desinfektion
- ✓ til sæbe
- ✓ pumpe

Produktbeskrivelse

Anvendes til 600 ml Idu-san/IduScrub flasker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Farve	Klar
Features	Til 600ml Idu-Scrub flasker
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til 500 og 600 ml flasker.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	28 cm	9 cm	4 cm	5703538183850
stk	1 stk				5703538183799