



Varenummer 215934

Klæbefjerner spray, Welland, 50 ml, silikone, uden alkohol, flergangs

✓ Beskytter huden



Produktbeskrivelse

Er en silikonebaseret alkoholfri klæbefjerner pumpespray, der ikke svier ved brug uanset hudens tilstand. Fjerner klæberester fra huden efter stomiplader og andre klæbende produkter. Er skånsom og hudvenlig. Efterlader huden blød og skal ikke vaskes af. Indeholder ikke drivgasser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Klæbefjerner spray
Varemærke	Welland
Features	Uden alkohol
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Silikone
Rumindhold, netto	50 ml
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kun til udvendig brug,
Holdbarhed	60 måneder
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Spray rundt langs kanten af klæberen, til bandagen løsner sig.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	31.5 cm	23.5 cm	15 cm	
stk	1 stk				5024310905195



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.