



Varenummer 220374



Polstervat, ABENA, 3m x 7,5cm, hvid, naturlig, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket



Produktbeskrivelse

ABENA Polstervat anvendes som polster under kompressionsbandager eller gipsbandager. Øger komfort for patienten og forebygger trykskader.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Naturlig, usteril
Ingredienser/sammensætning	100% viskose
Længde/dybde	3 m
Bredde	7.5 cm
Vægt, netto	24 g
Vægt, brutto	28 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	70 rl	39.2 cm	30 cm	15.7 cm	5703538771033
pk	5 rl	29.5 cm	7.5 cm	6 cm	5703538771026
rl	1 rl				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.