



Varenummer 227956

Sugeslange, VACQ-Breezer, pædiatrisk, engangs

Produktbeskrivelse

Anvendes sammen med VACQ-Breezer håndsug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugeslange
Varemærke	VACQ-Breezer
Features	Pædiatrisk
Engangs/flergangs	Engangs
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	4 cm	4 cm	