

Billede er på vej



Varenummer 228122

Sutur, Ethilon II, 45cm, blå, PA, 4-0, FS-2
nål, monofil

Produktbeskrivelse

Ethilon er en ikke resorberbar monofilament nylon sutur (Polyamid). Med Ethilon-suturen får du styrke, jævn passage gennem væv og en sikker knudebinding. Anvendes generelt i blødt væv og som hudsutur.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Ethilon II
Farve	Blå
Features	4-0, FS-2 nål, monofil
Materiale	PA
Længde/dybde	45 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	432 stk	14.5 cm	36 cm	26 cm	30705031095209
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				