



228144

**Vævslim, Histoacryl, 0,5 ml, Enbucrilate
(2-cyanoakrylsk syre n-butyl ester 0,5
g) Colorant (D&C violetrnr 2) 0,075 mg.**

Produktbeskrivelse

Anvendes til at lime sårkanter sammen med, som alternativ til suturering eller stripsning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vævslim
Varemærke	Histoacryl
Features	Enbucrilate (2-cyanoakrylsk syre n-butyl ester 0,5 g) Colorant (D&C violetnr 2) 0,075 mg.
Rumindhold, brutto	0.5 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Histoacryl skal opbevares ved temp. under +5 gr C. Se vedlagte brugsvejledning.
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	67.5 cm	13.4 cm	24 cm	
pk	5 stk	13.5 cm	6.7 cm	12 cm	4038653700639
stk	1 stk				