



Varenummer 228181

Sutur, Monocryl, 45cm, 5-0, P-3 nål, monofil, resorberbar, Y493H



Produktbeskrivelse

Monocryl er en syntetisk, resorberbar sutur, der kombinerer fordelene ved en monofilamentsutur som eksempelvis glat passage gennem væv og med en forudsigelig resorptionstid. Monocryl har lav vævsreaktion, opretholder høj trækstyrke og har en halveringstid på 7 til 14 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Monocryl
Features	5-0, P-3 nål, monofil, resorberbar, Y493H
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.8 cm	30705031112784
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.